



Catalogo 2026

Indice

KIT BILIARE - SCAMBIO RAPIDO

Sistema di bloccaggio filo guida	2
Fili guida in PTFE con punta idrofila	2
Fili guida totalmente idrofili	2
Sfinterotomi	3
Palloni da estrazione calcoli triplo lume	3
Cestelli per estrazione calcoli	4
Palloni per dilatazione	4
Sistema di gonfiaggio	4

KIT BILIARE - STANDARD

Fili guida in PTFE con punta idrofila	5
Sfinterotomi	5-6
Palloni da estrazione calcoli triplo lume	6
Cestelli per estrazione calcoli	6
Palloni per dilatazione	7
Sistema di gonfiaggio	7
Spazzolini per citologia	7

FILI GUIDA

Fili guida in PTFE con punta idrofila	8
Fili guida totalmente idrofili	8
Fili guida super stiff	9

DRENAGGIO BILIARE IN PLASTICA

Cat. per drenaggio biliare (Stent)-singolo	10-11-12
Sistema di rilascio	12
Cat. per drenaggio biliare (Stent)-precaricato	13-14
Set drenaggio naso biliare monouso	14

SIST. DI VISUALIZZAZIONE DIRETTA E-DEVICE

Sistema colangioscopio monouso	15
Accessori per colangioscopio	15
Sistema litotrixxia elettroidraulica	15

EMOSTASI

Hemoclip	16
Aghi	16

Legatore di varici	17
Sistema di legatura endoloop	17

BIOPSIA

Pinze biotiche	17
----------------	----

POLIPECTOMIA

Anse da polipetcomia	18
Sistema raccolta polipi	18

DILATAZIONE

Palloni per dilatazione	19
Sistema di gonfiaggio	19

RECUPERO CORPI ESTRANEI

Pinze per recupero	19
Anse a retino	19

DISSEZIONE

All in One Single-Use Snare Probe	20
-----------------------------------	----

PULIZIA STRUMENTI

Spazzolini per pulizia	20
------------------------	----

ACCESSORI VARI

Scissor Pluriuso	20
Valvola monouso per biopsia	20

ALIMENTAZIONE ENTERALE

PEG - Kit primo impianto tipo Pull	21
PEG - Kit primo impianto tipo Push	21
PEG - Tubi di ricambio	22

SOLUZIONI INIETTABILI

Black-Eye	23
Blue-Eye	23

PULIZIA DEL COLON

O'Prep	23
--------	----

KIT BILIARE - SCAMBIO RAPIDO (FILO CORTO)

Sistema di bloccaggio filo guida

Filo guida compatibile (in)



SISTEMA DI BLOCCAGGIO FILO GUIDA PER SISTATEMA RX

AMH-GL-01

0,025 - 0,035

Fili guida in PTFE con punta idrofila



	Ø Esterno (mm/In)	Lunghezza utile (mm)	Punta	Lunghezza punta (mm)
STANDARD PUNTA DRITTA				
JHY-GW-63-260-C1	0,63 / 0,025	2600	Dritta	50
JHY-GW-88-260-C1	0,89 / 0,035	2600	Dritta	50
STANDARD PUNTA ANGOLATA				
JHY-GW-63-260-C4	0,63 / 0,025	2600	Angolata	50
JHY-GW-88-260-C4	0,89 / 0,035	2600	Angolata	50
STIFF PUNTA DRITTA				
JHY-GW-63-260-C1-S	0,63 / 0,025	2600	Dritta	50
JHY-GW-88-260-C1-S	0,89 / 0,035	2600	Dritta	50
STIFF PUNTA ANGOLATA				
JHY-GW-63-260-C4-S	0,63 / 0,025	2600	Angolata	50
JHY-GW-88-260-C4-S	0,89 / 0,035	2600	Angolata	50
STANDARD DOPPIA ESTREMITA'				
JHY-GW-63-260-C3	0,63 / 0,025	2600	Dritta/Angolata	110
JHY-GW-88-260-C3	0,89 / 0,035	2600	Dritta/Angolata	110
SUPER STIFF PUNTA DRITTA				
HXX-S-C-035-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta	45
HXX-S-C-038-260	0,96 / 0,038	2600	Dritta	45
SUPER STIFF PUNTA J				
HXX-Jr-C-035-260	0,89 / 0,035	2600	J	45
HXX-Jr-C-038-260	0,96 / 0,038	2600	J	45


Fili guida totalmente idrofili



	Ø Esterno (mm/In)	Lunghezza utile (mm)	Punta	Lunghezza punta (mm)
STANDARD PUNTA DRITTA				
HY-N-S-SO-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta soft	30
HY-N-S-ST-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta standard	30
STANDARD PUNTA ANGOLATA				
HY-N-A-SO-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Angolata soft	30
HY-N-A-ST-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Ang. standard	30
STIFF PUNTA DRITTA				
HY-N-S-SO-035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta soft	30
HY-N-S-ST-035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta standard	30
STIFF PUNTA ANGOLATA				
HY-N-A-SO -035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Angolata soft	30
HY-N-A-ST-035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Ang. standard	30

KIT BILIARE - SCAMBIO RAPIDO (FILO CORTO)

Sfinterotomi



TRIPIO LUME A SCAMBIO RAPIDO ROTANTE

	Lunghezza punta (mm)	Filo di taglio (mm)	Lunghezza utile (mm)	Filo guida consigliato (In)
AMHTMD0520	5	20	2000	0,025-0,035
AMHTMD0525	5	25	2000	0,025-0,035
AMHTMD0530	5	30	2000	0,025-0,035
AMHTMD1520	15	20	2000	0,025-0,035
AMHTMD1525	15	25	2000	0,025-0,035
AMHTMD1530	15	30	2000	0,025-0,035

TRIPIO LUME A SCAMBIO RAPIDO ROTANTE PREC. CON FILO GUIDA 0.025"

WM-RA-S-E-Q-L0320-G25P	3	20	2000	0,025
WM-RA-S-E-Q-L0325-G25P	3	25	2000	0,025
WM-RA-S-E-Q-L0330-G25P	3	30	2000	0,025
WM-RA-S-E-Q-L0520-G25P	5	20	2000	0,025
WM-RA-S-E-Q-L0525-G25P	5	25	2000	0,025
WM-RA-S-E-Q-L0530-G25P	5	30	2000	0,025

TRIPIO LUME A SCAMBIO RAPIDO ROTANTE PREC. CON FILO GUIDA 0.035"

WM-RA-S-E-Q-L0320-G35P	3	20	2000	0,035
WM-RA-S-E-Q-L0325-G35P	3	25	2000	0,035
WM-RA-S-E-Q-L0330-G35P	3	30	2000	0,035
WM-RA-S-E-Q-L0520-G35P	5	20	2000	0,035
WM-RA-S-E-Q-L0525-G35P	5	25	2000	0,035
WM-RA-S-E-Q-L0530-G35P	5	30	2000	0,035

AD AGO DA PRECUT A SCAMBIO RAPIDO

NM-FN-S-E-T-L-0505	5	5	2000	0,025-0,035
--------------------	---	---	------	-------------

Palloni da estrazione calcoli triplo lume



A SCAMBIO RAPIDO, INIEZIONE DISTALE

	Ø Catetere (mm)	Ø Palloncino (mm)	Lunghezza utile (mm)	Filo guida consigliato (In)
AMHRBE231712	1.7/2.3	12	2000	0,025-0,035
AMHRBE231715	1.7/2.3	15	2000	0,025-0,035
AMHRBE231718	1.7/2.3	18	2000	0,025-0,035
AMHRBE2317121518	1.7/2.3	12-15-18	2000	0,025-0,035
QS-1A10	1.7/2.3	8.5-11.5-15	2000	0,035
QS-2A10	1.7/2.3	11.5-15-18	2000	0,035

A SCAMBIO RAPIDO, INIEZIONE PROSSIMALE

QS-1B10	1.7/2.3	8.5-11.5-15	2000	0,035
QS-2B10	1.7/2.3	11.5-15-18	2000	0,035

KIT BILIARE - SCAMBIO RAPIDO (FILO CORTO)

Cestelli per estrazione calcoli



MULTILATERALE A SCAMBIO RAPIDO

	Larghezza cestello(mm)	Lunghezza cestello (mm)	Ø Guaina (mm)	Lunghezza catetere (mm)	Ø Canale Op. mini-mo (mm)
LOB3024CB	24	40	3,0	2000	4,2

FIORE A SCAMBIO RAPIDO

LOB3020BAB	20	40	3,0	2000	4,2
LOB3024BAB	24	40	3,0	2000	4,2
LOB3030BAB	30	50	3,0	2000	4,2

Palloni per dilatazione



BILIARE A SCAMBIO RAPIDO

	Ø Pallone (mm)	Lunghezza pallone (mm)	Ø Catetere (mm)	Lunghezza catetere (mm)	Pressione (atm)
AMHDBQ22190420	4	20	2,2	1900	10
AMHDBQ22190440	4	40	2,2	1900	10
AMHDBQ22190620	6	20	2,2	1900	10
AMHDBQ22190640	6	40	2,2	1900	10
AMHDBQ22190830	8	30	2,2	1900	8
AMHDBQ22190840	8	40	2,2	1900	8
AMHDBQ22191030	10	30	2,2	1900	6
AMHDBQ22191040	10	40	2,2	1900	6

Sistema di gonfiaggio



DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO CON MANOMETRO

	Capacità di riempimento (cc)	Range di pressione (atm)
BI-70-20-A	70	20

KIT BILIARE - STANDARD (FILO LUNGO)

Fili guida in PTFE con punta idrofila



STANDARD PUNTA DRITTA

JHY-GW-63-450-C1	0,63 / 0,025	4500	Dritta	50
JHY-GW-88-450-C1	0,89 / 0,035	4500	Dritta	50

STANDARD PUNTA ANGOLATA

JHY-GW-63-450-C4	0,63 / 0,025	4500	Angolata	50
JHY-GW-88-450-C4	0,89 / 0,035	4500	Angolata	50

STIFF PUNTA DRITTA

JHY-GW-63-450-C1-S	0,63 / 0,025	4500	Dritta	50
JHY-GW-88-450-C1-S	0,89 / 0,035	4500	Dritta	50

STIFF PUNTA ANGOLATA

JHY-GW-63-450-C4-S	0,63 / 0,025	4500	Angolata	50
JHY-GW-88-450-C4-S	0,89 / 0,035	4500	Angolata	50

STANDARD DOPPIA ESTREMITA'

JHY-GW-63-450-C3	0,63 / 0,025	4500	Dritta/Angolata	110
JHY-GW-88-450-C3	0,89 / 0,035	4500	Dritta/Angolata	110

SUPER STIFF PUNTA DRITTA

HXX-S-C-035-450	0,89 / 0,035	4500	Dritta	45
-----------------	--------------	------	--------	----

SUPER STIFF PUNTA ANGOLATA

HXX-Jr-C-035-450	0,89 / 0,035	4500	J	45
------------------	--------------	------	---	----

Sfinterotomi



DOPPIO LUME

AMHTMA0520	5	20	2000	0,025-0,035
AMHTMA0525	5	25	2000	0,025-0,035
AMHTMA0530	5	30	2000	0,025-0,035
AMHTMA1520	15	20	2000	0,025-0,035
AMHTMA1525	15	25	2000	0,025-0,035
AMHTMA1530	15	30	2000	0,025-0,035

TRIPLO LUME



AMHTMB0520	5	20	2000	0,025-0,035
AMHTMB0525	5	25	2000	0,025-0,035
AMHTMB0530	5	30	2000	0,025-0,035
AMHTMB1520	15	20	2000	0,025-0,035
AMHTMB1525	15	25	2000	0,025-0,035
AMHTMB1530	15	30	2000	0,025-0,035

TRIPLO LUME ROTANTE PRECARICATO CON FILO GUIDA 0.025"

WM-RA-S-C-Q-L0320-G25P	3	20	2000	0,025
WM-RA-S-C-Q-L0325-G25P	3	25	2000	0,025
WM-RA-S-C-Q-L0330-G25P	3	30	2000	0,025
WM-RA-S-C-Q-L0520-G25P	5	20	2000	0,025
WM-RA-S-C-Q-L0525-G25P	5	25	2000	0,025
WM-RA-S-C-Q-L0530-G25P	5	30	2000	0,025

KIT BILIARE - STANDARD (FILO LUNGO)

Sfinterotomi



	Lunghezza punta (mm)	Filo di taglio (mm)	Lunghezza utile (mm)	Filo guida consigliato (In)
TRIPLO LUME ROTANTE PRECARICATO CON FILO GUIDA 0.035"				
WM-RA-S-C-Q-L0320-G35P	3	20	2000	0,035
WM-RA-S-C-Q-L0325-G35P	3	25	2000	0,035
WM-RA-S-C-Q-L0330-G35P	3	30	2000	0,035
WM-RA-S-C-Q-L0520-G35P	5	20	2000	0,035
WM-RA-S-C-Q-L0525-G35P	5	25	2000	0,035
WM-RA-S-C-Q-L0530-G35P	5	30	2000	0,035
AD AGO DA PRECUT				
NM-FN-S-E-T-L-0505	5	5	2000	0,025-0,035

Palloni da estrazione calcoli triplo lume



	Ø Catetere (mm)	Ø Palloncino (mm)	Lunghezza utile (mm)	Filo guida consigliato (In)
STANDARD INIEZIONE DISTALE				
AMHRBT231712	1.7/2.3	12	2000	0,025-0,035
AMHRBT231715	1.7/2.3	15	2000	0,025-0,035
AMHRBT231718	1.7/2.3	18	2000	0,025-0,035
AMHRBT2317121518	1.7/2.3	12-15-18	2000	0,025-0,035
QS-1A00	1.7/2.3	8.5-11.5-15	2000	0,035
QS-2A00	1.7/2.3	11.5-15-18	2000	0,035
STANDARD INIEZIONE PROSSIMALE				
QS-1B00	1.7/2.3	8.5-11.5-15	2000	0,035
QS-2B00	1.7/2.3	11.5-15-18	2000	0,035

Cestelli per estrazione calcoli



	Larghezza cestello(mm)	Lunghezza cestello (mm)	Ø Guaina (mm)	Lunghezza catetere (mm)	Ø Canale Op. mini-mo (mm)
MULTILATERALE					
AMHRNAS2024	20	40	2,4	1950	2,8
AMHRNAS3024	30	60	2,4	1950	2,8
OVALE					
AMHRNBN2024	20	40	2,4	1950	2,8
AMHRNBN3024	30	60	2,4	1950	2,8
SPIRALE					
AMHRNCN2024	20	40	2,4	1950	2,8
AMHRNCN3024	30	60	2,4	1950	2,8
MULTILATERALE FILOGUIDATO					
AMHRNAS2024R	20	40	2,4	1950	2,8
AMHRNAS3024R	30	60	2,4	1950	2,8
OVALE FILOGUIDATO					
AMHRNEN2024R	20	40	2,4	1950	2,8
AMHRNEN3024R	30	60	2,4	1950	2,8
SPIRALE FILOGUIDATO					
AMHRNFN2024R	20	40	2,4	1950	2,8
AMHRNFN3024R	30	60	2,4	1950	2,8

KIT BILIARE - STANDARD (FILO LUNGO)

Palloni per dilatazione



BILIARE

	Ø Pallone (mm)	Lunghezza pallone (mm)	Ø Catetere (mm)	Lunghezza catetere (mm)	Pressione (atm)
AMHDBC22190420	4	20	2,2	1900	10
AMHDBC22190440	4	40	2,2	1900	10
AMHDBC22190620	6	20	2,2	1900	8
AMHDBC22190640	6	40	2,2	1900	8
AMHDBC22190830	8	30	2,2	1900	8
AMHDBC22190840	8	40	2,2	1900	8
AMHDBC22191030	10	30	2,2	1900	6
AMHDBC22191040	10	40	2,2	1900	6

Sistema di gonfiaggio



DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO CON MANOMETRO

	Capacità di riempimento (cc)	Range di pressione (atm)
BI-70-20-A	70	20

Spazzolini per citologia



TIPO L


	Ø Spazzola (mm)	Lunghezza spazzola (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale operativo (mm)
LAMHCB20122010	2	10	1200	2
LAMHCB20163010	3	10	1600	2
LAMHCB20235010	5	10	2300	2

TIPO U

	Ø Spazzola (mm)	Lunghezza spazzola (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale operativo (mm)
UAMHCB20124008	4	8	1200	2
UAMHCB20164008	4	8	1600	2
UAMHCB37236008	6	8	2300	3,7

FILI GUIDA

Fili guida in PTFE con punta idrofila



STANDARD PUNTA DRITTA

	Ø Esterno (mm/In)	Lunghezza utile (mm)	Punta	Lunghezza punta (mm)
JHY-GW-63-260-C1	0,63 / 0,025	2600	Dritta	50
JHY-GW-63-450-C1	0,63 / 0,025	4500	Dritta	50
JHY-GW-88-260-C1	0,89 / 0,035	2600	Dritta	50
JHY-GW-88-450-C1	0,89 / 0,035	4500	Dritta	50

STANDARD PUNTA ANGOLATA

JHY-GW-63-260-C4	0,63 / 0,025	2600	Angolata	50
JHY-GW-63-450-C4	0,63 / 0,025	4500	Angolata	50
JHY-GW-88-260-C4	0,89 / 0,035	2600	Angolata	50
JHY-GW-88-450-C4	0,89 / 0,035	4500	Angolata	50

STIFF PUNTA DRITTA

JHY-GW-63-260-C1-S	0,63 / 0,025	2600	Dritta	50
JHY-GW-63-450-C1-S	0,63 / 0,025	4500	Dritta	50
JHY-GW-88-260-C1-S	0,89 / 0,035	2600	Dritta	50
JHY-GW-88-450-C1-S	0,89 / 0,035	4500	Dritta	50


STIFF PUNTA ANGOLATA

JHY-GW-63-260-C4-S	0,63 / 0,025	2600	Angolata	50
JHY-GW-63-450-C4-S	0,63 / 0,025	4500	Angolata	50
JHY-GW-88-260-C4-S	0,89 / 0,035	2600	Angolata	50
JHY-GW-88-450-C4-S	0,89 / 0,035	4500	Angolata	50

STANDARD DOPPIA ESTREMITA'

JHY-GW-63-260-C3	0,63 / 0,025	2600	Dritta/Angolata	110
JHY-GW-63-450-C3	0,63 / 0,025	4500	Dritta/Angolata	110
JHY-GW-88-260-C3	0,89 / 0,035	2600	Dritta/Angolata	110
JHY-GW-88-450-C3	0,89 / 0,035	4500	Dritta/Angolata	110

Fili guida totalmente idrofili



STANDARD PUNTA DRITTA

HY-N-S-SO-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta soft	30
HY-N-S-ST-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta standard	30

STANDARD PUNTA ANGOLATA

HY-N-A-SO-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Angolata soft	30
HY-N-A-ST-035-D-260	0,89 / 0,035	2600	Ang. standard	30

STIFF PUNTA DRITTA


HY-N-S-SO-035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta soft	30
HY-N-S-ST-035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta standard	30

STIFF PUNTA ANGOLATA

HY-N-A-SO-035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Angolata soft	30
HY-N-A-ST-035-H-260	0,89 / 0,035	2600	Ang. standard	30

FILI GUIDA

Fili guida super stiff



SUPER STIFF PUNTA DRITTA

HXX-S-C-035-260	0,89 / 0,035	2600	Dritta	45
HXX-S-C-035-450	0,89 / 0,035	4500	Dritta	45
HXX-S-C-038-260	0,96 / 0,038	2600	Dritta	45

SUPER STIFF PUNTA J

HXX-Jr-C-035-260	0,89 / 0,035	2600	J	45
HXX-Jr-C-035-450	0,89 / 0,035	4500	J	45
HXX-Jr-C-038-260	0,96 / 0,038	2600	J	45

DRENAGGIO BILIARE IN PLASTICA

Catetere per drenaggio biliare (Stent) - singolo



Diametro (Fr) Lunghezza (mm) canale operativo compatibile (mm)

PIEGATURA PROSSIMALE (DUODENALE)

L23B05003	5	3	2.8
L23B05004	5	4	2.8
L23B05005	5	5	2.8
L23B05007	5	7	2.8
L23B05009	5	9	2.8
L23B05012	5	12	2.8
L23B05015	5	15	2.8
L23B05018	5	18	2.8
L23B07005	7	5	2.8
L23B07007	7	7	2.8
L23B07009	7	9	2.8
L23B07012	7	12	2.8
L23B07015	7	15	2.8
L23B07018	7	18	2.8
L23B08505	8.5	5	3.2
L23B08507	8.5	7	3.2
L23B08509	8.5	9	3.2
L23B08512	8.5	12	3.2
L23B08515	8.5	15	3.2
L23B08518	8.5	18	3.2
L23B10005	10	5	3.8
L23B10007	10	7	3.8
L23B10009	10	9	3.8
L23B10012	10	12	3.8
L23B10015	10	15	3.8
L23B10018	10	18	3.8

PIEGATURA CENTRALE

L23C05003	5	3	2.8
L23C05004	5	4	2.8
L23C05005	5	5	2.8
L23C05007	5	7	2.8
L23C05009	5	9	2.8
L23C05012	5	12	2.8
L23C05015	5	15	2.8
L23C05018	5	18	2.8
L23C07005	7	5	2.8
L23C07007	7	7	2.8
L23C07009	7	9	2.8
L23C07012	7	12	2.8
L23C07015	7	15	2.8
L23C07018	7	18	2.8



DRENAGGIO BILIARE IN PLASTICA

Catetere per drenaggio biliare (Stent) - singolo

Diametro (Fr) Lunghezza (mm) canale operativo compatibile (mm)

PIEGATURA CENTRALE

L23C08505	8.5	5	3.2
L23C08507	8.5	7	3.2
L23C08509	8.5	9	3.2
L23C08512	8.5	12	3.2
L23C08515	8.5	15	3.2
L23C08518	8.5	18	3.2
L23C10005	10	5	3.8
L23C10007	10	7	3.8
L23C10009	10	9	3.8
L23C10012	10	12	3.8
L23C10015	10	15	3.8
L23C10018	10	18	3.8

RETTO

L23A05003	5	3	2.8
L23A05004	5	4	2.8
L23A05005	5	5	2.8
L23A05007	5	7	2.8
L23A05009	5	9	2.8
L23A05012	5	12	2.8
L23A05015	5	15	2.8
L23A05018	5	18	2.8
L23A07003	7	3	2.8
L23A07004	7	4	2.8
L23A07005	7	5	2.8
L23A07007	7	7	2.8
L23A07009	7	9	2.8
L23A07012	7	12	2.8
L23A07015	7	15	2.8
L23A07018	7	18	2.8

SINGOL PIGTAIL CON ALETTA

L23E05003	5	3	3.2
L23E05004	5	4	3.2
L23E05005	5	5	3.2
L23E05007	5	7	3.2
L23E05009	5	9	3.2
L23E05012	5	12	3.2
L23E05015	5	15	3.2
L23E05018	5	18	3.2
L23E07003	7	3	3.2
L23E07004	7	4	3.2
L23E07005	7	5	3.2
L23E07007	7	7	3.2
L23E07009	7	9	3.2
L23E07012	7	12	3.2
L23E07015	7	15	3.2
L23E07018	7	18	3.2

DRENAGGIO BILIARE IN PLASTICA

Catetere per drenaggio biliare (Stent) - singolo

Diametro (Fr) Lunghezza (mm) canale operativo compatibile (mm)

SINGOL PIGTAIL SENZA ALETTA

L23F05003	5	3	3.2
L23F05004	5	4	3.2
L23F05005	5	5	3.2
L23F05007	5	7	3.2
L23F05009	5	9	3.2
L23F05012	5	12	3.2
L23F05015	5	15	3.2
L23F05018	5	18	3.2
L23F07003	7	3	3.2
L23F07004	7	4	3.2
L23F07005	7	5	3.2
L23F07007	7	7	3.2
L23F07009	7	9	3.2
L23F07012	7	12	3.2
L23F07015	7	15	3.2
L23F07018	7	18	3.2

DOPPIO PIGTAIL

L23D07003	7	3	3.2
L23D07005	7	5	3.2
L23D07007	7	7	3.2
L23D07010	7	10	3.2
L23D07012	7	12	3.2
L23D07015	7	15	3.2
L23D08503	8.5	3	3.8
L23D08505	8.5	5	3.8
L23D08507	8.5	7	3.8
L23D08510	8.5	10	3.8
L23D08512	8.5	12	3.8
L23D08515	8.5	15	3.8
L23D10003	10	3	4.2
L23D10005	10	5	4.2
L23D10007	10	7	4.2
L23D10010	10	10	4.2
L23D10012	10	12	4.2
L23D10015	10	15	4.2

Sistema di rilascio

Catetere esterno(spingitore)
Diametro (fr) Lunghezza(cm)

Catetere interno (guida)
Diametro (fr) Lunghezza(cm)

Canale op.
compatibile
(mm)

SISTEMA DI RILASCIO STANDARD E A SCAMBIO RAPIDO

L23X050	5	190	--	--	2.8
L23X070	7	190	--	--	2.8
L23X085	8.5	190	5	320	3.2
L23X100	10	190	5	320	3.8

DRENAGGIO BILIARE IN PLASTICA

Catetere per drenaggio biliare (Stent) - precaricato



Diametro (Fr) Lunghezza (mm) Canale operativo compatibile (mm)

PIEGATURA PROSSIMALE (DUODENALE) STANDARD E A SCAMBIO RAPIDO

L23B07005P	7	5	2.8
L23B07007P	7	7	2.8
L23B07009P	7	9	2.8
L23B07012P	7	12	2.8
L23B07015P	7	15	2.8
L23B07018P	7	18	2.8
L23B08505P	8.5	5	3.2
L23B08507P	8.5	7	3.2
L23B08509P	8.5	9	3.2
L23B08512P	8.5	12	3.2
L23B08515P	8.5	15	3.2
L23B08518P	8.5	18	3.2
L23B10005P	10	5	3.8
L23B10007P	10	7	3.8
L23B10009P	10	9	3.8
L23B10012P	10	12	3.8
L23B10015P	10	15	3.8
L23B10018P	10	18	3.8


PIEGATURA CENTRALE STANDARD E A SCAMBIO RAPIDO

L23C07005P	7	5	2.8
L23C07007P	7	7	2.8
L23C07009P	7	9	2.8
L23C07012P	7	12	2.8
L23C07015P	7	15	2.8
L23C07018P	7	18	2.8
L23C08505P	8.5	5	3.2
L23C08507P	8.5	7	3.2
L23C08509P	8.5	9	3.2
L23C08512P	8.5	12	3.2
L23C08515P	8.5	15	3.2
L23C08518P	8.5	18	3.2
L23C10005P	10	5	3.8
L23C10007P	10	7	3.8
L23C10009P	10	9	3.8
L23C10012P	10	12	3.8
L23C10015P	10	15	3.8
L23C10018P	10	18	3.8



DRENAGGIO BILIARE IN PLASTICA


Catetere per drenaggio biliare (Stent) - precaricato



RETTO STANDARD E A SCAMBIO RAPIDO

	Diametro (Fr)	Lunghezza (mm)	Canale operativo compatibile (mm)
L23A05003P	5	3	2.8
L23A05004P	5	4	2.8
L23A05005P	5	5	2.8
L23A05007P	5	7	2.8
L23A05009P	5	9	2.8
L23A05012P	5	12	2.8
L23A05015P	5	15	2.8
L23A05018P	5	18	2.8
L23A07003P	7	3	2.8
L23A07004P	7	4	2.8
L23A07005P	7	5	2.8
L23A07007P	7	7	2.8
L23A07009P	7	9	2.8
L23A07012P	7	12	2.8
L23A07015P	7	15	2.8
L23A07018P	7	18	2.8

Set drenaggio naso biliare monouso



STANDARD (α -curve)

	Diametro (Fr)	Lunghezza (mm)	Filo guida compatibile (In)
AMH-NC-5F-A-ZY	5	2500	0.035
AMH-NC-6F-A-ZY	6	2500	0.035
AMH-NC-7F-A-ZY	7	2500	0.035
AMH-NC-8.5F-A-ZY	8.5	2500	0.035

PIG TAIL

	Diametro (Fr)	Lunghezza (mm)	Filo guida compatibile (In)
AMH-NC-5F-B-ZY	5	2500	0.035
AMH-NC-6F-B-ZY	6	2500	0.035
AMH-NC-7F-B-ZY	7	2500	0.035
AMH-NC-8.5F-B-ZY	8.5	2500	0.035

STANDARD (α -curve) + PIG TAIL

	Diametro (Fr)	Lunghezza (mm)	Filo guida compatibile (In)
AMH-NC-5F-D-ZY	5	2500	0.035
AMH-NC-6F-D-ZY	6	2500	0.035
AMH-NC-7F-D-ZY	7	2500	0.035
AMH-NC-8.5F-D-ZY	8.5	2500	0.035

SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DIRETTA E-DEVICE

Sistema colangioscopio monouso



COLANGIOSCOPIO MONOUSO

	Ø punta distale (mm)	Canale operativo (mm)	Lunghezza (mm)
LAN-EP-3522	3,5	2,0	2140
LAN-EP-2612	2,8	1,2	2140

MICRO PROCESSORE CONVERTITORE DI SEGNALE

LAN-EP-A1

Accessori per colangioscopio



PINZA DA BIOPSIA

	Apertura (mm)	Diametro esterno (mm)	Lunghezza di lavoro (mm)	Canale operativo compatibile (mm)
GM-FB-C-N-10-2500	----	1,0	2500	1.2
GM-FB-A-N-15-2500	----	1,5	2500	1.8

ANSA

JHY-SD-18-260-10-A1	10	1,8	2600	2.0
---------------------	----	-----	------	-----

CESTELLO

JHY-BAS-18-260-10-N4-B-O	10	1,8	2600	2.0
--------------------------	----	-----	------	-----

Sistema litotrissia elettroidraulica



SONDE

	Diametro esterno (mm)	Lunghezza di lavoro (mm)	Canale operativo compatibile (mm)
P243000SST	0,8	3000	1,2
P303000FST	1,0	3000	1,2
P453000FST	1,5	3000	2,0

GENERATORE

EL27C230VEHL

EMOSTASI

Hemoclip



ROTANTE E RIPOSIZIONABILE, MONOUSO, STERILE

	Forza di chiusura (N)	Estensione (fino a mm)	Angolazione Clip	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale Op. minimo (mm)
ATE-ZXJ-A-2.3X1650x135x20		20	135°	1650	2,8
ATE-ZXJ-A-2.3X1950x135x20		20	135°	1950	2,8
ATE-ZXJ-A-2.3X2350x135x20		20	135°	2350	2,8
HE-VII-3	3,4	17,5	135°	1650	2,8
HE-VII-1	3,4	17,5	135°	1950	2,8
HE-VII-2	3,4	17,5	135°	2300	2,8
HE-VII-7	3,4	17,5	135°	2700	2,8
AMHHRL16515135Y	3,4	16,5	135°	1650	2,8
AMHHRL19515135Y	3,4	16,5	135°	1950	2,8
AMHHRL23015135Y	3,4	16,5	135°	2300	2,8
AMHHRL27015135Y	3,4	16,5	135°	2700	2,8
AMHHRG16512135Y	2,9	13,5	135°	1650	2,8
AMHHRG19512135Y	2,9	13,5	135°	1950	2,8
AMHHRG23012135Y	2,9	13,5	135°	2300	2,8
AMHHRG27012135Y	2,9	13,5	135°	2700	2,8
HE-III-3	2,9	11	135°	1650	2,8
HE-III-1	2,9	11	135°	1950	2,8
HE-III-2	2,9	11	135°	2300	2,8
HE-III-7	2,9	11	135°	2700	2,8

ROTANTE RIPOSIZIONABILE AD APERTURA LATERALE, MONOUSO, STERILE

ATE-ZXJ-A-2.3X1650x90x6	6	90°	1650	2,8
ATE-ZXJ-A-2.3X1950x90x6	6	90°	1950	2,8
ATE-ZXJ-A-2.3X2350x90x6	6	90°	2350	2,8

Aghi



AGO PER INIEZIONE, MONOUSO, STERILE PER GASTROSCOPI PEDIATRICI

	Ø Esterno (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale Op. minimo (mm)	Ø Ago (G/mm)	Lunghezza ago (mm)
AF-D1816PN2304	1,8	1600	2,0	23/0,6	4
AF-D1816PN2504	1,8	1600	2,0	25/0,5	4
AF-D1816PN2306	1,8	1600	2,0	23/0,6	6
AF-D1816PN2506	1,8	1600	2,0	25/0,5	6

AGO PER INIEZIONE, MONOUSO, STERILE PER GASTROSCOPI

AMHNE24182104	2,4	1800	2,8	21/0,8	4
AMHNE24182304	2,4	1800	2,8	23/0,6	4
AMHNE24182504	2,4	1800	2,8	25/0,5	4
AMHNE24182106	2,4	1800	2,8	21/0,8	6
AMHNE24182306	2,4	1800	2,8	23/0,6	6
AMHNE24182506	2,4	1800	2,8	25/0,5	6

AGO PER INIEZIONE, MONOUSO, STERILE PER COLONSCOPI

AMHNE24232104	2,4	2300	2,8	21/0,8	4
AMHNE24232304	2,4	2300	2,8	23/0,6	4
AMHNE24232504	2,4	2300	2,8	25/0,5	4

EMOSTASI

Legatore di varici

Numero
di bande elastiche

Ø endoscopio
compatibile (mm)



SISTEMA DI LEGATORE DI VARICI MULTIBANDA


BL18-4A	4	da 8,6 a 13
BL18-5A	5	
BL18-6A	6	
BL18-7A	7	
BL18-8A	8	
BL18-9A	9	

Sistema di legatura endoloop

Diametro
Loop (mm)

Lunghezza di
lavoro (mm)

Canale operativo
compatibile (mm)



ENDOLOOP PREASSEMBLATO

Loop15B0-LD230D0	15	2300	2.8
Loop20B0-LD230D0	20	2300	2.8
Loop30B0-LD230D0	30	2300	2.8
Loop40B0-LD230D0	40	2300	2.8

BIOPSIA


Pinze bioptiche

Ø Esterno
(mm)

Lunghezza
utile (mm)

Ø Canale Op.
minimo (mm)

Apertura morso
(mm)



OVALI

AMHBFA18X1200	1,8	1200	2,0	5
AMHBFA18X1600	1,8	1600	2,0	5

OVALI BASCULANTI

AMHBFG24X1800	2,4	1800	2,8	5,8
AMHBFG24X2300	2,4	2300	2,8	5,8

OVALI CON AGO

AF-D1815BWC	1,8	1500	2,0	5
AMHBFB24X1800	2,4	1800	2,8	7
AMHBFB24X2300	2,4	2300	2,8	7

ALLIGATORE BASCULANTE

AMHBFE24X1800	2,4	1800	2,8	8
AMHBFE24X2300	2,4	2300	2,8	8

ALLIGATORE BASCULANTE CON AGO

AMHBFF24X1800	2,4	1800	2,8	8
AMHBFF24X2300	2,4	2300	2,8	8

ALLIGATORE JUMBO

AMHBFJ28X1800	2,8	1800	3,2	8,9
AMHBFJ28X2300	2,8	2300	3,2	8,9

ALLIGATORE JUMBO CON AGO

AMHBFK28X1800	2,8	1800	3,2	8,9
AMHBFK28X2300	2,8	2300	3,2	8,9

A CALDO OVALI

AMHHFB18X1600	1,8	1600	2,0	5
AMHHFA24X1800	2,4	1800	2,8	7
AMHHFA24X2300	2,4	2300	2,8	7

POLIPECTOMIA

Anse da polipetcomia

Ø Esterno (mm) Lunghezza utile (mm) Ø Canale op. minimo(mm) Apertura (mm)

OVALI

AMHSNEC241024	2,4	2400	2,8	10
AMHSNEC241524	2,4	2400	2,8	15
AMHSNEC242024	2,4	2400	2,8	20
AMHSNEC242524	2,4	2400	2,8	25
AMHSNEC243224	2,4	2400	2,8	32

OVALI ROTANTI

AMHSNER241024	2,4	2400	2,8	10
AMHSNER241524	2,4	2400	2,8	15
AMHSNER242524	2,4	2400	2,8	25
AMHSNER243224	2,4	2400	2,8	32

ESAGONALI

AMHSNHC241524	2,4	2400	2,8	15
AMHSNHC242524	2,4	2400	2,8	25

ESAGONALI ROTANTI

AMHSNHR241524	2,4	2400	2,8	15
AMHSNHR242524	2,4	2400	2,8	25

CRESCENT

AMHSNCC241524	2,4	2400	2,8	15
AMHSNCC242524	2,4	2400	2,8	25

CRESCENT ROTANTI

AMHSNCR241524	2,4	2400	2,8	15
AMHSNCR242524	2,4	2400	2,8	25

OVALI MONOFILAMENTO

SNESCMW324	2,4	2400	2,8	10
SNESCMW524	2,4	2400	2,8	15
SNESCMW824	2,4	2400	2,8	25
SNESCMW924	2,4	2400	2,8	32

OVALI MONOFILAMENTO ROTANTI

SNESRMW324	2,4	2400	2,8	10
SNESRMW524	2,4	2400	2,8	15
SNESRMW824	2,4	2400	2,8	25
SNESRMW924	2,4	2400	2,8	32

OVALI IBRIDE FREDDO/CALDO

SNXMCMW324	2,4	2400	2,8	10
SNXMCMW524	2,4	2400	2,8	15

OVALI IBRIDE FREDDO/CALDO ROTANTI

SNXMRMW324	2,4	2400	2,8	10
SNXMRMW524	2,4	2400	2,8	15



Sistema raccolta polipi

Numero camere di raccolta

TRAPPOLA PER POLIPI

AF-DPT	4 camere
AF-DPT-S	monocamera



DILATAZIONE

Palloncini per dilatazione



TRATTO DIGESTIVO, AD ESPANSIONE RADIALE CONTROLLATA

	Ø Pallone (mm)	Lunghezza pallone (mm)	Ø Catetere (mm)	Lunghezza catetere (mm)	Pressione (atm)
AMHLDBE21190680	6-7-8	55	2,2	1900	3-6-10
AMHLDBE21190880	8-9-10	55	2,2	1900	3-5,5-9
AMHLDBE21191080	10-11-12	55	2,2	1900	3-5-8
AMHLDBE21191280	12-13,5-15	55	2,2	1900	3-4,5-8
AMHLDBE21191480	15-16,5-18	55	2,2	1900	3-4,5-7
AMHLDBE21191680	18-19-20	80	2,2	1900	3-4,5-6

Sistema di gonfiaggio



DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO CON MANOMETRO

	Capacità di riempimento (cc)	Range di pressione (atm)
BI-70-20-A	70	20

RECUPERO CORPI ESTRANEI

Pinze per recupero



ALLIGATORE, COPERTURA ISOLANTE

	Ø esterno (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale operativo (mm)
AMHGFA24×1200	2,4	1200	2,8
AMHGFA24×1800	2,4	1800	2,8
AMHGFA24×2300	2,4	2300	2,8

DENTI DI TOPO, COPERTURA ISOLANTE

	Ø esterno (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale operativo (mm)
AMHGFB24×1200	2,4	1200	2,8
AMHGFB24×1800	2,4	1800	2,8
AMHGFB24×2300	2,4	2300	2,8

DENTI DI TOPO, VALVE ALLIGATORE, SENZA COPERTURA ISOLANTE

	Ø esterno (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale operativo (mm)
AMHGFC24×1200	2,4	1200	2,8
AMHGFC24×1800	2,4	1800	2,8
AMHGFC24×2300	2,4	2300	2,8

Anse a retino



OVALI NON ROTANTI

	Ø esterno (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale operativo (mm)	Apertura retino (mm)
ABA08003FG	2,4	1800	2,8	25
ABA08001FG	2,4	2400	2,8	25
ABA08004FG	2,4	1800	2,8	32
ABA08002FG	2,4	2400	2,8	32

OVALI ROTANTI

	Ø esterno (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale operativo (mm)	Apertura retino (mm)
ABA08007FG	2,4	1800	2,8	25
ABA08005FG	2,4	2400	2,8	25
ABA08008FG	2,4	1800	2,8	32
ABA08006FG	2,4	2400	2,8	32


DISSEZIONE

All in One Single-Use Snare Probe




DISP. MULTIFUNZIONE (ANSA, DISSETTORE, IRRIGAZIONE, ARGON PLASMA)

	Tipologia Ansa	Apertura ansa (mm)	Lung. punta (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale endoscopio (mm)
L24RA2025SF	Ovale Soft	25	2,0	2000	3.2
L24RA2025HF	Ovale Hard	25	2,0	2000	3.2
L24RA2425SF	Ovale Soft	25	1,5	2400	3.2
L24RA2425HF	Ovale Hard	25	1,5	2400	3.2



Marcatura



**Incisione
Dissezione**



**Irrigazione
Infiltrazione**



**Resezione
con ansa**



**Coagulazione
con Argon**

PULIZIA STRUMENTI

Spazzolini per pulizia



DOPPIA SPAZZOLA

	Ø spazzola (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale endoscopio (mm)
AMHQJ20318	3	1800	2,0
AMHQJ20618	6	1800	2,8/3,2
AMHQJ20623	6	2300	2,8/3,2

TRIPLA SPAZZOLA

	Ø spazzola (mm)	Lunghezza utile (mm)	Ø Canale endoscopio (mm)
AMHQJ30318	3	1800	2,0
AMHQJ30618	6	1800	2,8/3,2
AMHQJ30623	6	2300	2,8/3,2

ACCESSORI VARI

Scissor - Pluriuso



TAGLIERINA ENDOSCOPICA ASIMMETRICA PLURIUSO

	Diametro (mm)	Lunghezza caterere (mm)	Canale op. compatibile (mm)
AF-2417G0102	2,4	1700	2,8
AF-2423G0102	2,4	2300	2,8

TAGLIERINA ENDOSCOPICA PLURIUSO

	Diametro (mm)	Lunghezza caterere (mm)	Canale op. compatibile (mm)
AF-2417G0101	2,4	1700	2,8
AF-2423G0101	2,4	2300	2,8

Valvola monouso per biopsia



COMPATIBILI CON ENDOSCOPI OLYMPUS, FUJIFILM E PENTAX

	Descrizione
AMH-AH-02	Valvola monouso per biopsia
AMH-AH-03	Valvola con raccordo per lavaggio

ALIMENTAZIONE ENTERALE

PEG - Kit Primo impianto tipo PULL

Diametro
sonda (Fr)

Tipologia

Connettore



STANDARD PEG KIT

GT12F-K	12	Pull	Standard & ENFIT
GT14F-K	14		
GT16F-K	16		
GT18F-K	18		
GT20F-K	20		
GT22F-K	22		
GT24F-K	24		



LUXURY PEG KIT

GT12F-L	12	Pull	Standard & ENFIT
GT14F-L	14		
GT16F-L	16		
GT18F-L	18		
GT20F-L	20		
GT22F-L	22		
GT24F-L	24		

PEG - Kit Primo impianto tipo PUSH

Diametro
sonda (Fr)

Tipologia

Connettore



STANDARD PEG KIT

GT12F-T	12	Push	ENFIT
GT14F-T	14		
GT16F-T	16		
GT18F-T	18		
GT20F-T	20		



LUXURY PEG KIT

GT12F-TL	12	Push	ENFIT
GT14F-TL	14		
GT16F-TL	16		
GT18F-TL	18		
GT20F-TL	20		

ALIMENTAZIONE ENTERALE

PEG - Tubi di ricambio

Diametro
sonda (Fr) Vol. gonfiaggio
(ml) Lunghezza sonda
(cm)

TUBO DI RICAMBIO A PALLONCINO - CONNESSIONE ENFIT

GT12F-E	12	5	15,5
GT14F-E	14	5	15,5
GT16F-E	16	20	15,5
GT18F-E	18	20	15,5
GT20F-E	20	20	15,5
GT22F-E	22	20	15,5
GT24F-E	24	20	15,5

TUBO DI RICAMBIO A PALLONCINO - CONNESSIONE A Y

GT12F-Y	12	5	15,5
GT14F-Y	14	5	15,5
GT16F-Y	16	20	15,5
GT18F-Y	18	20	15,5
GT20F-Y	20	20	15,5
GT22F-Y	22	20	15,5
GT24F-Y	24	20	15,5

TUBO DI RICAMBIO A PALLONCINO A BASSO PROFILO (BOTTONE) - ENFIT

GT12F-N**L	12	5	0.8 - 1.0- 1.2- 1.5- 1.7- 2.0- 2.3- 2.5- 2.7- 3.0- 3.5- 4.0- 4.5- 5.0- 5-5- 6.0- 6.5
GT14F-N**L	14	5	
GT16F-N**L	16	10	
GT18F-N**L	18	10	
GT20F-N**L	20	10	
GT22F-N**L	22	10	
GT24F-N**L	24	10	

(* gli asterischi indicano la lunghezza della sonda)

SOLUZIONI INIETTABILI

Black-Eye



MARCATORE ENDOSCOPICO A BASE DI PARTICELLE DI CARBONIO

TS - 205

Formato

Siringa sterile

Volume
(ml)

5

Blue-Eye



AGENTE PER SOLLEVAMENTO MUCOSA A BASE DI ACIDO IALURONICO

TS - 905

Formato

Siringa sterile

Volume
(ml)

5

IDROCOLONTERAPIA

O'PREP



SISTEMA AUTOMATIZZATO DI IDROLAVAGGIO DEL COLON

O'PREP

Descrizione

Colon wash

