

Nuovo portafoglio di colangioscopi



Novità! Ampliamento del portafoglio di colangioscopia offerto da Boston Scientific

Sistema di visualizzazione diretta SpyGlass™ DS II e videocolangioscopio monouso Scivita Medical, distribuiti esclusivamente da Boston Scientific.

Sistema di visualizzazione diretta SpyGlass

Con oltre 10 anni di evidenze cliniche e di successo procedurale, il sistema di visualizzazione diretta SpyGlass™ DS è stato spedito in oltre 85 Paesi, con un impatto potenziale su oltre 250.000 procedure dal 2015.*

Videocolangioscopio monouso Scivita Medical

La collaborazione di Boston Scientific con Scivita Medical mira ad accelerare lo sviluppo e la consegna di soluzioni innovative per colangioscopia e imaging. L'esclusiva distribuzione del portafoglio di colangioscopi Scivita Medical da parte di Boston Scientific amplierà le opzioni del portafoglio per i gastroenterologi.

Sistema di visualizzazione diretta SpyGlass™ DS II



SpyGlass™ DS II



*Videocolangioscopi monouso
Scivita Medical*



Il sistema completo di imaging ad alta risoluzione e dispositivi accessori progettato per la gestione di calcoli e stenosi biliopancreatici.

Il sistema di visualizzazione diretta SpyGlass DS II con tecnologia Sight Shield consente l'imaging ad alta risoluzione dei dotti biliopancreatici durante l'ERCP. Gli strumenti SpyGlass complementari consentono la biopsia mirata, la frammentazione dei calcoli e la rimozione di corpi estranei.



Le nuove funzioni disponibili tramite il videocolangioscopio monouso e il processore di immagini endoscopiche Scivita Medical apportano opzioni aggiuntive per le procedure di colangioscopia.

Vantaggio offerto da una maggiore versatilità e ampiezza di misure: disponibile con opzioni di canale operativo da 2,0 mm o 1,2 mm, con i rispettivi diametri esterni di 11 Fr e 8,9 Fr.

Le funzioni includono:



- Regolazione delle immagini con la possibilità di congelare le immagini video dinamiche e ingrandimento elettronico dell'immagine
- Possibilità di collegare una chiavetta USB per archiviare foto e video
- Acquisizione fotografica di immagini endoscopiche e registrazione di video.

Nuovo portafoglio di colangioscopi

Boston Scientific
Advancing science for life™



**Sistema di visualizzazione diretta
SpyGlass DS II Boston Scientific**
M00546650



**Portafoglio completo di accessori
compatibili con canale operativo
da 1,2 mm per assistenza nelle
procedure di colangioscopia**



**Processore di immagini
endoscopiche Scivita Medical**
HDVS-S200D

**Prestazioni
comprovate di
SpyGlass DS**

**Formazione
per il medico
e il personale**

**Supporto per
persone
e procedure**

**Stabilità della
catena di
approvvigio-
namento**

**Soluzioni
commerciali**

**Ampiezza del
portafoglio**

**Boston Scientific supporta tutti gli elementi per una procedura di colangioscopia di successo,
non solo il colangioscopio.**



Visita il nostro sito Web per ulteriori informazioni cliniche,
opportunità di formazione e molto altro ancora!

Ulteriori informazioni all'indirizzo:
<https://educare.bostonscientific.eu/s/gastroenterology>

* In base ai dati di vendita di tutte le iterazioni delle spedizioni di SpyScope DS e DS II dal 2015

Tutte le fotografie sono state scattate da Boston Scientific e Scivita Medical.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ATTENZIONE: la legge limita la vendita di questi dispositivi esclusivamente ai medici o dietro prescrizione medica.
Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l'uso sono riportate nell'etichetta del prodotto fornita
con ciascun dispositivo per prodotti sia Boston Scientific che Scivita Medical o all'indirizzo www.IFU-BSCI.com per
prodotti applicabili di Boston Scientific.

I prodotti sono mostrati esclusivamente a scopo INFORMATIVO e potrebbero non essere approvati o in vendita in
determinati Paesi. Questo materiale non è destinato all'uso in Francia.

Copyright © 2025 di Boston Scientific Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Boston Scientific
Advancing science for life™
www.bostonscientific.eu

ENDO-2149703-AA
Videocolangioscopio monouso
Scivita Medical

CE 0123

SpyScope DS II

CE 0344

Nuovo portafoglio di colangioscopi



Sistema di visualizzazione diretta SpyGlass™ DS

Codice UPN	Descrizione del prodotto	Confezione
M00546650	Controller digitale SpyGlass™ DS	SINGOLA
M00546610	Catetere di accesso e rilascio SpyScope™ DS II	SINGOLA

Videocolangioscopio monouso Scivita Medical

* Distribuito esclusivamente da Boston Scientific

Codice UPN	Descrizione del prodotto	Confezione
HDVS-S200D	Processore di immagini endoscopiche/Controller	SINGOLA
SCV-P-01G	Videocolangioscopio monouso 3,70 mm diam. est. / 2,0 mm canale operativo	SINGOLA
SCV-P-02G	Videocolangioscopio monouso 2,95 mm diam. est. / 1,2 mm canale operativo	SINGOLA

Accessori SpyGlass™ DS

Codice UPN	Descrizione del prodotto	Diametro cavo (in/mm)	Diam. esterno ganascia (mm)	Lunghezza di lavoro (cm)	Canale operativo endoscopio necessario (mm)
M00546470	Pinze da biopsia SpyBite™ Max	0,039 / 1,0	1,0	286	1,2
M00546550	Cestello di recupero SpyGlass™	0,039 / 1,0	N/A	286	1,2
M00546560	Ansa di recupero SpyGlass™	0,039 / 1,0	N/A	286	1,2

Accessori e sistema AUTOLITH™ Touch

Codice UPN	Descrizione del prodotto	Confezione
M005466800	Generatore per EHL AUTOLITH™ Touch	SINGOLA
M00546620	Sonda per EHL biliare da 1,9 Fr, 375 cm	SINGOLA
M00546750	Cavo di prolunga AUTOLITH™ Touch	SINGOLA
M00546760	Pedale AUTOLITH™ Touch	SINGOLA

Per informazioni sulle ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita Boston Scientific.